

Anti-Dock3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Izd9

Número do item: CM0023776

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DOCK3 humano (PBP/MOCA). Adequado para Western blot e ELISA. Explore os mecanismos da doença de Alzheimer e a sinalização do citoesqueleto com este reagente validado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOCK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PBP; MOCA; NEDIDHA; DOCK3
Espécie	Humano
ID do Gene	1795
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1348-1673 do DOCK3 humano (NP_004938.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IZD9
Peso da Proteína	233KDa
Envio	Saco de gelo