


Anticorpo Policlonal Anti-Dock7 Para Wb, Elisa - Q96N67

Número do item: CM0019599



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DOCK7 humano (Q96N67). Adequado para WB e ELISA; reage com humano, rato e camundongo. DOCK7 é um GEF de Rac1/3 envolvido na polarização neuronal e regulação do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOCK7 pAb de Coelho
Observações/Alias	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85440
GeneID	85440
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do DOCK7 humano (NP_001354490.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96N67
Peso Molecular da Proteína	243kDa
Remessa	Em saco de gelo