

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dog-1/Tmem16A Para Wb, Elisa - Q5Xxa6

Número do item: CM0020442

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra DOG-1/TMEM16A (ANO1) humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com Humano e Camundongo. Adequado para estudo de canais de cloreto ativados por cálcio, motilidade gastrointestinal e secreção das vias aéreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOG-1/TMEM16A Rabbit pAb
Observações/Alias	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55107
GeneID	55107
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-210 da ANO1 humana (NP_060513.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5XXA6
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo