


Anticorpo Monoclonal Anti-Dok1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99704

Número do item: CM0002319



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína humana DOK1 (proteína de ancoragem 1). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada em amostras humanas e de camundongo. Útil para estudar a sinalização da insulina e as vias de ativação da integrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-DOK1
Observações/Apelido	pp62; P62DOK; DOK1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1796
GeneID	1796
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 382-481 da DOK1 humana (Q99704)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99704
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo