


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dok1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

Número do item: CM0027825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DOK1 (Proteína de acoplamento 1, p62(dok), pp62). Validado para humano, camundongo, rato em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo as vias de sinalização de insulina e ativação de integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOK1 pAb de Coelho
Observações/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1796
GeneID	1796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de DOK1 humano (NP_001372.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99704
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo