

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dok4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

Número do item: CM0016560

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DOK4 humano (IRS5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização RET e a diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DOK4 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IRS5; IRS-5; DOK4
Espécie	Humano
ID do Gene	55715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 do DOK4 humano (NP_060580.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TEW6
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo