


Anticorpo Policlonal Anti-Dok5 Para Wb, Elisa - Q9P104

Número do item: CM0018604



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DOK5 humano (IRS-6), validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização RET, diferenciação neuronal e via da quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOK5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55816
GeneID	55816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 237-306 do DOK5 humano (NP_060901.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9P104
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo