


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Beta-Hidroxilase Da Dopamina (Dbh) Para Wb, Elisa - P09172

Número do item: CM0020404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a DBH humana, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Permite o estudo da hidroxilação da dopamina em noradrenalina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	DBH Rabbit pAb
Observações/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1621
ID do gene	1621
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-200 da DBH humana (NP_958852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P09172
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo