


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Beta-Hidroxilase Da Dopamina Para Wb E Elisa - P09172

Número do item: CM0007298



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à beta-hidroxilase da dopamina humana (DBH), adequado para WB e ELISA. Ferramenta essencial para o estudo da biossíntese de catecolaminas, da regulação de neurotransmissores e dos mecanismos de doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra a Beta-Hidroxilase da Dopamina
Observações/Apelido	DBM; ORTHYP1; Beta-hidroxilase da dopamina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1621
GeneID	1621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 da beta-hidroxilase da dopamina humana (NP_000778.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P09172
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo