

Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Dopamina D3 (Drd3) Para Wb, Elisa - P35462

Número do item: CM0017809



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao Receptor de Dopamina D3 (DRD3) humano para WB e ELISA. Adequado para detecção em amostras de rato e camundongo. Para pesquisa em sinalização de dopamina, transtornos neuropsiquiátricos e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Dopamina D3 (DRD3) Coelho pAb
Observações/Apelido	D3DR; ETM1; FET1; Receptor de Dopamina D3 (DRD3)
Espécie	Humano
GeneID	1814
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DRD3 humano (NP_000787.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35462
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo