

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Dopamina D3 (Drd3) Para Wb, Elisa - P35462

Número do item: CM0008958



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de dopamina D3 humano (DRD3), para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas em neurociência sobre a sinalização da dopamina e transtornos neuropsiquiátricos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra o receptor de dopamina D3 (DRD3)
Observações/Apelidos	D3DR; ETM1; FET1; Receptor de dopamina D3 (DRD3)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1814
GeneID	1814
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do receptor de dopamina D3 humano (DRD3) (P35462).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P35462
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo