


Anticorpo Policlonal Anti-Transportador De Dopamina/Slc6A3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Número do item: CM0014814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o transportador de dopamina humano/SLC6A3. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de neurociência e transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Transportador de Dopamina/SLC6A3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Transportador de Dopamina/SLC6A3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6531
GeneID	6531
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do transportador de dopamina humano/SLC6A3 (NP_001035.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01959
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo