

Anticorpo Policlonal Anti-Dot1L/Kmt4 Para Wb, Elisa - Q8Tek3

Número do item: CM0017729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido ao Dot1L/KMT4 humano (H3K79 metiltransferase), validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato e camundongo. Ideal para estudos de regulação da cromatina e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Dot1L/KMT4 Rabbit pAb
Observações/Alias	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84444
ID do Gene	84444
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do Dot1L/KMT4 humano (NP_115871.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Camundongo
SWISS	Q8TEK3
Peso da Proteína	165kDa
Transporte	Bolsa de gelo