


Anticorpo Policlonal Anti-Doublecortina Para Wb, If/Icc, Elisa - O43602

Número do item: CM0014969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Doublecortina humana (DCX), validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de migração neuronal e desenvolvimento cortical.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Doublecortina
Observações/Apelidos	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1641
ID do Gene	1641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-365 da Doublecortina humana (NP_835365.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43602
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo