


Anticorpo Policlonal Anti-Doublecortina Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43602

Número do item: CM0019570



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-Doublecortina de coelho validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Fabricado com imunógeno recombinante; ideal para estudos de migração neuronal e laminação cortical.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Doublecortin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1641
GeneID	1641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-365 da Doublecortin humana (NP_835365.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo