

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Doublecortina Para Wb, Elisa - 043602

Número do item: CM0006384



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Doublecortina validado para aplicações de Western blot e ELISA, detetando Doublecortina humana, de ratinho e de rato (41 kDa). Adequado para estudos de neurodesenvolvimento e migração neuronal.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Doublecortina
Observações/Alcunhas	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortina
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1641
ID do gene	1641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-365 da Doublecortina humana. (NP_835365.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, ratinho, rato
SWISS	O43602
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo