


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Doublecortin Para Wb, Elisa - O43602

Número do item: CM0002031



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Doublecortin validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em migração neuronal e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Doublecortin (mAb)
Observações/Apelido	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1641
ID do Gene	1641
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína Doublecortin humana (O43602)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O43602
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de Gelo