


Anti-Dp1/Tfdp1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Número do item: CM0008448



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DP1/TFDP1 de alto desempenho validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de ratos. Ideal para pesquisa de ciclo celular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DP1/TFDP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7027
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 311-410 do DP1/TFDP1 humano (Q14186).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q14186
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo