


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dp1/Tfdp1 Para Ihc-P E Elisa - Q14186

Número do item: CM0013111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DP1/TFDP1 humano, um fator de transcrição envolvido na regulação do ciclo celular dependente de E2F. Validado para IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. ~45 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DP1/TFDP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do DP1/TFDP1 humano (NP_009042.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14186
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo