


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dpep1 Para Wb, Elisa - P16444

Número do item: CM0025070



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-DPEP1 validado para WB e ELISA, reconhece DPEP1 humano e de camundongo (~46 kDa). DPEP1 hidroliza dipeptídeos e atua como receptor de adesão para neutrófilos. Obtido de coelho, ideal para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPEP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1800
GeneID	1800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-385 da DPEP1 humana (NP_001121613.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16444
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de gelo