

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Dpep2 Para Wb, Elisa - Q9H4A9

Número do item: CM0019441

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DPEP2 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. DPEP2 é uma dipeptidase envolvida no metabolismo de leucotrienos e na sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPEP2 Coelho pAb
Observações/Alias	MBD2; DPEP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64174
GeneID	64174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-463 do DPEP2 humano (NP_071750.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4A9
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo