


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Dpf2 Para Wb E Elisa - Q92785

Número do item: CM0023548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DPF2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de cromatina e estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPF2 Coelho pAb
Observações/Alias	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-200 da DPF2 humana (NP_006259.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92785
Peso Proteico	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo