


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dpf3 Para Wb, Elisa - Q92784

Número do item: CM0021590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao DPF3 humano (também conhecido como BAF45C). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas de remodelação da cromatina e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8110
GeneID	8110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-200 do DPF3 humano (NP_036206.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92784
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo