

Anticorpo Policlonais Anti-Dph2 Para Wb, Elisa - Q9Bqc3

Número do item: CM0022095

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DPH2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta DPH2 de camundongo por reatividade cruzada. Adequado para pesquisas de biossíntese de diftamida e fator de alongação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPH2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1802
GeneID	1802
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-330 do DPH2 humano (NP_001375.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BQC3
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo