

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dpm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60762

Número do item: CM0026242

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para DPM1, a subunidade catalítica da sintase DPM, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar N-glicosilação e síntese de âncora GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPM1 Coelho pAb
Observações/Alias	MPDS; CDGIE; DPM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8813
GeneID	8813
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do DPM1 humano (NP_003850.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O60762
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo