

Anticorpo Policlonal Anti-Dpp3 Para Wb, Elisa - Q9Ny33

Número do item: CM0017247



introdução

Anticorpo policlonal de coelho imunizado com proteína recombinante contra DPP3 humano, adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar as funções da dipeptidil peptidase III na degradação de peptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPP3 pAb Coelho
Observações/Apelido	DPPIII; DPP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10072
GeneID	10072
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do DPP3 humano (NP_569710.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY33
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo