

## Anticorpo Policlonal Anti-Dpp8 Para Wb E Elisa - Q6V1X1

Número do item: CM0026402



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DPP8 humano, produzido contra a região N-terminal (aa10-230). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de piroptose e inflamassomos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DPP8 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 54878                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-230 do DPP8 humano (NP_932065.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q6V1X1                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 103kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |