

Anticorpo Policlonal Anti-Dppa3/Stella Para Wb E Elisa - Q8Qzy3

Número do item: CM0019760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DPPA3/Stella para WB e ELISA. Reconhece a Stella de camundongo e rato; regulador chave da reprogramação epigenética e proteção da metilação do DNA materno em embriões iniciais. Ideal para biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Stella Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	73708
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo Stella humana (aa 1-150)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8QZY3
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo