

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dppa4 Para Wb E Elisa - Q7L190

Número do item: CM0017094

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DPPA4 humano, validado para WB e ELISA. Detecta DPPA4 endógeno nas espécies humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPPA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	2410091M23Rik; DPPA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55211
ID do Gene	55211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-304 do DPPA4 humano (NP_060659.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L190
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo