

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dpyd Para Wb, Elisa - Q12882

Número do item: CM0023985

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DPYD, validado em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudar vias de degradação de pirimidina e metabolismo do 5-fluorouracil.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPYD Rabbit pAb
Observações/Apelido	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1806
GeneID	1806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-173 do DPYD humano (NP_000101.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12882
Peso Proteico	111kDa
Envio	Saco de Gelo