

Anticorpo Policlonal Anti-Dpys Para Wb, Elisa - Q14117

Número do item: CM0025780



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DPYS humano (dihidropirimidínase), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo de pirimidina e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPYS Coelho pAb
Observações/Apêndices	DHP; DHPase; DPYS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-519 do DPYS humano (NP_001376.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14117
Peso Proteico	57kDa
Envio	Em saco de gelo