

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dpysl3 Para Wb, Elisa - Q14195

Número do item: CM0016730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DPYSL3 (CRMP-4) humano. Adequado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de orientação de axônios e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPYSL3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
Espécie	Humano
GeneID	1809
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-520 da DPYSL3 humana (NP_001378.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14195
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo