

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dr1 Para Wb E Elisa - Q01658

Número do item: CM0028458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DR1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta DR1 (NC2/NC2-beta) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1810
GeneID	1810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-176 do DR1 humano (NP_001929.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01658
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo