


Anti-Dr4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Fc, Elisa - 000220

Número do item: CM0007533



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o DR4 humano (TNFRSF10A/TRAIL-R1), validado para citometria de fluxo (FC) e ELISA. Imunogênio recombinante (aa 124-232) garante especificidade. Ideal para aplicações de pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DR4 Coelho mAb
Observações/Apelido	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membro 10a da superfamília do receptor de TNF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8797
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-232 do DR4 humano (NP_003835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000220
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo