

Anticorpo Policlonais Anti-Drp1 Para Wb E Elisa - Q14919

Número do item: CM0024160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DRAP1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com DRAP1 humano, de camundongo e rato, um corepressor transcricional. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NC2-alfa; DRAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10589
GeneID	10589
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-150 da DRAP1 humana (NP_006433.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14919
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo