

Anti-Drd1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P21728

Número do item: CM0028119



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DRD1 humano (receptor de dopamina D1), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisas em neurociência e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DADR; DRD1A; DRD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1812
GeneID	1812
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 338-446 do DRD1 humano (NP_000785.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P21728
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo