


Anticorpo Policlonal Anti-Drd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21917

Número do item: CM0013637



introdução

Anticorpo policlonal Anti-DRD4 produzido em coelho contra um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do DRD4 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do receptor de dopamina D4 em neurociência e pesquisa comportamental.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRD4 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	D4DR; DRD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1815
ID do Gene	1815
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do DRD4 humano (NP_000788.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P21917
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo