

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dreb1B Para Wb E Elisa - P93835

Número do item: CM0020388

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DREB1B (CBF1) de Arabidopsis thaliana, adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos de fatores de transcrição de estresse por frio e tolerância ao congelamento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DREB1B pAb de coelho
Observações/Apelidos	ATCBF1; Fator de ligação C-repeat/DRE 1; Proteína de ligação DRE 1B; DREB1B; T30C3.11; Ativador transcricional CBF1
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	828653
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 de DREB1B de Arabidopsis thaliana (NP_567721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	P93835
Peso Proteico	24 kDa
Transporte	Bolsa de gelo