


## Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Drg1 Para Wb, Elisa - Q9Y295

Número do item: CM0026093



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DRG1 humano (NEDD3), validado para aplicações WB e ELISA. Reage cruzadamente com ortólogos de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre hidrólise de GTP, polimerização de microtúbulos e montagem do fuso mitótico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DRG1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | NEDD3; DRG1                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 4733                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 4733                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 158-367 do DRG1 humano (NP_004138.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9Y295                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 41kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |