

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Drg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55039

Número do item: CM0019246

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DRG2 humano, uma GTPase envolvida na tradução. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com DRG2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar atividade GTPase e ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRG2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	DRG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1819
ID do Gene	1819
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-260 do DRG2 humano (NP_001379.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55039
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de gelo