


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Drosha Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr4

Número do item: CM0003561



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DROSHA de alta qualidade validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para pesquisa de biogênese de miRNA e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DROSHA Rabbit mAb
Observações/Alias	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29102
GeneID	29102
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da DROSHA humana (Q9NRR4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRR4
Peso da Proteína	159kDa
Envio	Bolsa de gelo