


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Drp1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

Número do item: CM0007079



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-DRP1 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato, macaco. Tem como alvo a proteína semelhante à dinamina-1, fundamental para a fissão mitocondrial e sobrevivência neuronal. Ideal para pesquisa em biologia celular e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho DRP1
Observações/Apelido	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 561-670 do DRP1 humano (NP_036192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Macaco
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo