


Anti-Drp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O00429

Número do item: CM0018996



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DRP1 humano (Proteína semelhante à dinamina-1) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Imunogênio recombinante (aa 437-736). Reage cruzadamente com camundongo, rato. Adequado para pesquisa de fissão mitocondrial, apoptose e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10059
ID do Gene	10059
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 437-736 do DNM1L humano (NP_036192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00429
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo