


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Drp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00429

Número do item: CM0027644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-DRP1 validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Detecta DRP1 humano e reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para estudar fissão mitocondrial, apoptose e divisão peroxissomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-710 do DRP1 humano (NP_036193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo