


Anticorpo Policlonar Anti-Dsc1 Para Wb, Elisa - Q08554

Número do item: CM0018233



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra DSC1 humana (Desmocolina-1) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de adesão celular mediada por desmossomos e função de barreira epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDHF1; DG2/DG3; DSC1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1823
ID do Gene	1823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-690 da DSC1 humana (NP_077739.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08554
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo