


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dsc2 Para Wb, Elisa - Q02487

Número do item: CM0016721



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-DSC2 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reconhece desmoculina-2 humana (UniProt Q02487), uma cadherina de desmossoma crítica para adesão celular e integridade tecidual. Adequado para pesquisa cardíaca e intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1824
ID do Gene	1824
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-690 do DSC2 humano (NP_077740.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02487
Peso Molecular da Proteína	100kDa
Transporte	Saco de gelo