

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dsg1 Para Wb, If-P, Elisa - Q02413

Número do item: CM0028018

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DSG1 validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reatividade cruzada com DSG1 humano e de rato (~114 kDa). Ideal para estudos de adesão desmossomal, diferenciação de ceratinócitos e barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSG1 Coelho pAb
Observações/Alias	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1828
ID do Gene	1828
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 800-1049 do DSG1 humano (NP_001933.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q02413
Peso Proteico	114kDa
Envio	Em saco de gelo