


Anti-Dsg2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q14126

Número do item: CM0023672



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Desmoglein-2 (DSG2) humano validado para Western blot e ELISA. Ideal para aplicações de pesquisa em adesão celular, doenças cardíacas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HDGC, CDHF5, DSG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1829
GeneID	1829
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 635-935 do DSG2 humano (NP_001934.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14126
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Saco de gelo