


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dsg3/Desmogleína-3 Para Ihc-P, Elisa - P32926

Número do item: CM0024535



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Desmogleína-3 (DSG3) humana para aplicações em IHC-P e ELISA. Ideal para investigar adesão desmossômica, pênfigo vulgar e biologia do folículo piloso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho DSG3/Desmogleína-3
Observações/Apelido	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleína 3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1830
GeneID	1830
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-615 da DSG3/Desmogleína-3 humana (NP_001935.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso Molecular da Proteína	108kDa
Envio	Em bolsa de gelo