

Anticorpo Policlonado Anti-Dspp Para Wb, Elisa - Q9Nzw4

Número do item: CM0025802

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra DSPP (Dentina sialofosfoproteína) humana. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de mineralização da dentina e biomineralização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSPP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1834
GeneID	1834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-146 da DSPP humana (NP_055023.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZW4
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Bolsa de gelo